



CZ - Návod k používání přípravku:

Nový Široký centrovací přípravek na nože KJ – 140 (nahrazuje SVM – 140)



Tento přípravek zajišťuje extra stabilitu při boušení nožů s dlouhými, ohebnými čepeli, jako jsou např. filetovací nože. S přípravkem KJ-140 dosáhnete symetrického ostří se stejným úhlem na obou stranách čepel. Bez ohledu na tloušťku a geometrii čepel se čepel v přípravku sama vystředí, což Vám poskytne stejný výsledek na obou stranách nože. Delší svorka stabilizuje ohebné čepel nožů, aby se zabránilo jejich ohýbání, takže získáte stejný úhel a tlak po celé délce nože.

Vezměte prosím na vědomí, že přípravek KJ-140 **nelze použít** s držákem malých nožů SVM-00. Místo něj se používá přípravek KJ-45.

Proč Široký centrovací přípravek na nože KJ-140?

- Vycentrování dlouhých, ohebných čepelí v přípravku pro optimální, symetrické výsledky.
- 140 mm (5,5") široká svorka stabilizuje pružné čepele.
- Vycentruje zúžené nože a pevně je podrží.
- Zarážka navíc pro vysoké nože, jako jsou např. sekáčky.
- Schopnost vytvarovat lehce konvexní úhel pohybem mezi dvěma zarážkami.
- Robustní provedení – pozinkované svorky a kompozitní dorazy vyztužené skelným vláknem.
- Dobré vyvážení – většina hmotnosti je zaměřena na svorky, což poskytuje vyváženější pocit při broušení.
- Hladce klouže s nízkým třením proti univerzální podpěře.
- Lze použít s bruskou T-8 i T-4, stejně jako se staršími modely.